

Technisches Datenblatt / *Technical datasheet*

MEDI-INN Baretthaube

Bezeichnung <i>Identification</i>	MEDI-INN Baretthaube (Einweg) <i>MEDI-INN Bouffant Cap (disposable)</i>
---	--

Beschreibung <i>Description</i>	Einweg-Baretthauben sind geeignet als Hygieneprävention für Pflegefachleute oder in der Lebensmittelindustrie. <i>Disposable Bouffant Caps are suitable for hygienic prevention for nurses or in the food industry.</i>
---	--

Anwendbare Standards <i>Applicable Standards</i>	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I (für minimale Gefahren) gemäß Verordnung (EU) 2016/425. <i>Personal Protection Equipment Category I (for minimal risks) acc. to Regulation (EU) 2016/425.</i>
--	---

Art.-Nr.
N10546-b
N10546-g
N10564-w

Maße <i>Dimensions</i>
Umfang <i>coverage</i>
~ 60 cm*

*geringe Abweichungen möglich / *Slight deviations possible*

Ausführung <i>Design</i>	
Material <i>Material</i>	PP- Nicht gewebt (Polypropylen) <i>PP non-woven (Polypropylene)</i>
	umkleideter Gummizug <i>covered rubberband</i>
Gewicht <i>weight</i>	~10 gr. /m ²
Farbe <i>Color</i>	Blau, Grün, Weiß <i>blue, green, white</i>

Logistik <i>Logistic</i>			
Stück/Spenderbox <i>Pcs/box</i>	Spenderboxen/Karton <i>Boxes/outer carton</i>	Boxenmaße <i>Box size</i>	Kartonmaße <i>Carton size</i>
100	10x100 (1000)	---	32 x 28 x 30 cm
Lagerung <i>Storage</i>	Trocken zwischen 5-40°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. <i>Store dry, temperature between 5-40°C. Avoid direct sunlight.</i>		
Haltbarkeit <i>Shelf Life</i>	Unter o.g. Bedingungen 5 Jahre <i>5 years under a.m. conditions</i>		
Kennzeichnung <i>Labeling</i>	Charge/LOT		
	Herstellungsdatum/ <i>manufacturing date</i>		
	Ablaufdatum/ <i>date of expiry</i>		

Entsorgung <i>Disposal</i>	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes. <i>For disposal please consider the applicable national regulations.</i>
Qualitätssicherung <i>Quality Assurance</i>	
Produktbez. Normen <i>Product spec. standards</i>	DIN EN ISO 13688
Qualitätszertifikate <i>Quality Certificates</i>	ISO 9001:2015

Hinweis <i>Note</i>
Einweg-Baretthaube vor dem Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Einweg-Baretthauben nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns. <i>Check disposable Bouffant Cap for damage, before use. Do not use damaged disposable Bouffant Caps. For further information please contact us.</i>

Erstellt von:
Created by:

BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen
Germany

Ort, Datum
Place, date

Frechen, 05.03.2019