

Technisches Datenblatt

Artikelnummer: GL001A

Atemschutzmaske weiß FFP2, 3-lagig

Beschreibung

Halbmaske gefaltet für den einmaligen Gebrauch, ohne Ventil, ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und weichem Nasenkissen, ummantelte Elastikbänder für einen sicheren Sitz.


Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III (für komplexe Risiken) gemäß Verordnung (EU) 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.

Produktinformationen

Art.- Nr.	GL001A
Typ	FFP2 NR
Farbe	weiß
Material (wesentliche Merkmale)	<p>Äußere Lage: Spinnvlies PP [50 g/m²] Mittlere Lage: Meltblown PP [40 g/m²] Innere Lage: Spinnvlies PP [25 g/m²] Nasenschaum: Polyurethanschaum [90 mm Länge x 13 mm Breite x 3 mm Dicke] Nasenklammer: Eisen und PP [7 mm Breite x 0,7 mm Dicke] Kopfschleife: Elasthan und Polyester [obere Schlaufe 280 + 3 mm, untere Schlaufe 250 + 3 mm]</p>

Design



Verpackung/ Lagerung

Art.-Nr.	GL001A
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	50
Menge an Einzelverpackungen im Karton	10
Art der Einzelverpackung	Box
Einzelverpackungsmaße	16 x 14 x 18,5 cm
Kartonmaße	72,5 x 34 x 21 cm
Haltbarkeit	Bei u.g. Bedingungen 3 Jahre



Kennzeichnung	Charge/ LOT CE Kennzeichnung Einmalgebrauch Herstellungsdatum Haltbarkeit
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes
Lagerung	Trocken zwischen -20 bis +40 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Qualitätssicherung	
Produktbez. Normen	EN 149:2001 + A1:2009
Qualitätszertifikate	ISO 9001:2015

Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Atemmaske kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch als auch nach dem Anziehen die Atemmaske auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Atemmasken auf keinen Fall verwenden! Die Atemmasken sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen
Germany

Ort, Datum Frechen, 22 März 2020